


# ERCP - alles dreht sich um glatten, leichten Zugang.



Fusion<sup>®</sup> OMNI<sup>™</sup>  
SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP<sup>®</sup>

DUAL PLATFORM ERCP

ZUGANG

STEINBEHANDLUNG

BEHANDLUNG VON STRIKTUREN



Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. David Diehl, Geisinger Health System, Danville, PA, USA.



## Fusion® OMNI™

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP®

Zur Kanulierung des Gallengangsystems und zur Spinkterotomie.

- An der Anatomie orientiertes DomeTip-Design
- Anwendungsspezifischer 3D-Formdraht zur zuverlässigen Ausrichtung des Schneidedrahts
- Bahnbrechende Arbeitskanal-Technologie ermöglicht Ärzten die Steuerung des Führungsdrahtes oder die Verwendung des Produkts mit einer Technik auf Basis von Over-the-Wire-Fernsteuerung
- Einfacher Einsatz in Verfahren dank mit Führungsdraht (Durchmesser 0,021 oder 0,035 Inch) vorgeladenen Varianten

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Form der Spitze	Führungsdraht Durchmesser Inch	Führungsdrahtlänge cm	Minstdurchmesser des Arbeitskanals mm
G31903	FS-OMNI*	7,5	DomeTip	0,035	-	3,2
G48675	FS-OMNI-21**	5,4	DomeTip	0,021	-	2,8

### Mit Acrobat® 2 Führungsdraht mit kalibrierter Spitze vorgeladen

G57301	FS-OMNI-AWG2-35-205	7,5	DomeTip	0,035	205	3,2
G57302	FS-OMNI-AWG2-35-260	7,5	DomeTip	0,035	260	3,2
G57303	FS-OMNI-AWG2-35-450	7,5	DomeTip	0,035	450	3,2

### Mit Tracer Metro® Direct™ Führungsdraht vorgeladen

G56103	FS-OMNI-21-260	5,4	DomeTip	0,021	260	2,8
G48676	FS-OMNI-21-480	5,4	DomeTip	0,021	480	2,8
G55814	FS-OMNI-35-260	7,5	DomeTip	0,035	260	3,2
G55815	FS-OMNI-35-480	7,5	DomeTip	0,035	480	3,2

Länge des Schneidedrahtes: 25 mm.

\* Empfohlen: Acrobat® 2 Führungsdraht mit kalibrierter Spitze (separat erhältlich). \*\* Empfohlen: Tracer Metro® Direct™ Führungsdraht (separat erhältlich).

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4