




OTSC® **neo**
SYSTEM



ovesco
innovation in scope



- Blauer Ring zur visuellen Applikationsbestätigung
- Beidseitiger Clipvorschub für erhöhte Anwendungszuverlässigkeit
- Clip-Optimierung für zusätzliche seitliche Kompression
- Abgerundete Zahnkanten für ein sanftes Einführen



OTSG
XCAVATOR®



overesco
innovation in scope




- Extra großes Fassungsvermögen für einfache Entfernung
- Konisches Design und transparente Schaufeln für eine einfache Einführung
- Schont das Gewebe durch stumpfe Schaufeln
- Freier Arbeitskanal für weitere Instrumente



ARGO
CAP™



ovesco
innovation in scope



- Präzise und homogene Argon-Plasma-Koagulation
- Definierte Sondenposition für gleichbleibenden Abstand
- Abgewinkelte Sonde für bessere Handhabung
- Optimale Visualisierung des Behandlungsbereichs